

| | | | |
|---|--|---------|-------------|
| Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie der Technischen Universität München | 04 PL 005 Checkliste Probentransport Einsender zytologisches Material | ID | 315 |
| | | Path.ID | 04 PL 005 |
| | | Version | 001/08.2023 |
| | | Seite | 1 von 1 |

Checkliste Pathologie – Probentransport

ZYTOLOGISCHES MATERIAL (Liquor, Flüssigmaterial)

- Ausreichend großer und geeigneter Probenbeutel gewählt
- KEINE 3,5-4%ige (w/v) mit PBS neutral gepufferte Formaldehydlösung**
- Gefäße auslaufsicher verschließen
- Probenbeutel verschlossen, von außen sauber?
- Patientenetikett auf dem Beutel bzw. Gefäß und dem Einsendeschein
- Einsendeschein vollständig ausgefüllt (Name des zuständigen Arztes in leserlicher Schrift sowie Telefonnummer, klinische Angaben vollständig)?
- Infektiöses Material gekennzeichnet?
- Einsendeschein sauber und hygienisch
- Proben ggf. mit Klebeband zusätzlich fixieren
- Ggf. Proben nochmals in Klarsichtbeutel / Kreuzbodenbeutel geben (Einsendeschein SEPARAT beilegen, NICHT DIREKT zum Probengefäß)

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich zwischen 8-16 Uhr zur Verfügung: 089 / 4140 – 6130

Bitte diese Checkliste und das Beiblatt (02 PL 004) unbedingt beachten!

Unsachgemäß verpackte Proben MÜSSEN von unseren Mitarbeitern aus Sicherheitsgründen zurückgeschickt werden!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Erstellt / geändert: Klein, Christina | Inhaltlich geprüft : Ragaller, Verena | Freigegeben: Weirich, Gregor | QM Freigabe: Kreitmair, Erna |
| Datum: 01.08.2023 | Datum: 07.08.2023 | Datum: 07.08.2023 | Datum: 07.08.2023 |