

Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie der Technischen Universität München	Checkliste Probentransport Einsender Schnellschnitt	01 FB 028.2	
		Datum	24.11.2021
		Revision:	4 EKR
		Seite:	1/1

## Checkliste Pathologie – Probentransport SCHNELLSCHNITT

- Ausreichend großes und geeignetes Probengefäß (siehe auch Beiblatt) wählen
- KEIN 4% Formaldehyd**
- Deckel vollständig zugeschraubt, Gefäß von außen sauber?
- Patientenetikett auf dem Einsendegefäß (**NICHT NUR** auf dem Deckel)
- Einsendeschein vollständig ausgefüllt (Untersuchungsmaterial *Schnellschnitt* angekreuzt, Name des zuständigen Arztes in leserlicher Schrift sowie Telefonnummer, klinische Angaben vollständig, NEOADJUVANTE THERAPIE?)
- Infektiöses Material gekennzeichnet?
- Einsendeschein sauber und hygienisch
- Ggf. Proben nochmals in Klarsichtbeutel / Kreuzbodenbeutel geben (Einsendeschein SEPARAT beilegen, **NICHT DIREKT** zum Probengefäß)

**Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich zwischen 8-16 Uhr zur Verfügung: 089 / 4140 - 4168.**

**Bitte diese Checkliste und das Beiblatt (01 FB 028.b) unbedingt beachten!**

**Unsachgemäß verpackte Proben MÜSSEN von unseren Mitarbeitern aus Sicherheitsgründen zurückgeschickt werden!**

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!